

# FOOD SLIDE



SCREENING BATTERIOLOGICO ALIMENTI ED ACQUE  
BACTERIOLOGICAL SCREENING OF FOOD AND WATERS



**DIP-SLIDE PER CARICA BATTERICA  
E RICERCA GERMI PATOGENI**  
**DIP-SLIDE FOR BACTERIAL COUNT  
AND PATHOGENIC GERMS DETECTION**


# CONTACT SLIDE

SCREENING BATTERIOLOGICO DELLE SUPERFICI  
BACTERIOLOGICAL SCREENING OF SURFACES

**DIP-SLIDE FLESSIBILI  
PER CONTROLLI HACCP**  
**FLEXIBLE DIP-SLIDE  
FOR HACCP CHECK**



**CRESCITA MICROBICA SU PLATE COUNT AGAR + TTC + NEUTRALIZING**  
**MICROBIAL GROWTH ON PLATE COUNT AGAR + TTC + NEUTRALIZING**



10.000.000 CFU/ml  
(> 5.000 colonies)

1.000.000 CFU/ml  
(1.000-5.000 colonies)

100.000 CFU/ml  
(200-1.000 colonies)

10.000 CFU/ml  
(50-200 colonies)

1.000 CFU/ml  
(10-50 colonies)

50 - 100 CFU/ml  
(1-10 colonies)

**Alta contaminazione**  
**High contamination**

**Media contaminazione**  
**Intermediate contamination**

**Bassa contaminazione**  
**Low contamination**

**DIP SLIDE**  
**DIP SLIDE**

**DIP - SLIDE PER SCREENING BATTERIOLOGICO DI ALIMENTI E ACQUE**  
**DIP -SLIDE FOR BACTERIOLOGICAL SCREENING OF FOOD AND WATERS**

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PACKAGING	CODE
<b>FOOD SLIDE - 1</b> (V.R.B.G. AGAR / ROSE BENGAL CAF AGAR / TRYPTIC SOY AGAR + TTC) Enterobatteri, lieviti e muffe, carica batterica totale <i>Enterobacteria, yeasts and moulds, total bacterial count</i>	<b>10 SL</b>	<b>52521</b>
<b>FOOD SLIDE - 3</b> (V.R.B.G. AGAR / VOGEL JOHNSON AGAR / TRYPTIC SOY AGAR + TTC) Enterobatteri, stafilococchi, conta batterica totale <i>Enterobacteria, staphylococci, total bacterial count</i>	<b>10 SL</b>	<b>52523</b>
<b>FOOD SLIDE - 4</b> (BILE AESCULIN AGAR / CETRIMIDE AGAR / V.R.B.G. AGAR) Streptococchi fecali, <i>Pseudomonas</i> , enterobatteri <i>Faecal streptococci, Pseudomonas, enterobacteria</i>	<b>10 SL</b>	<b>52524</b>
<b>FOOD SLIDE - 5</b> (VOGEL JOHNSON AGAR / ROSE BENGAL CAF AGAR / V.R.B.G. AGAR) Stafilococchi, lieviti e muffe, enterobatteri <i>Staphylococci, yeasts and moulds, enterobacteria</i>	<b>10 SL</b>	<b>52525</b>

**DIP - SLIDE FLESSIBILI PER SCREENING BATTERIOLOGICO DI SUPERFICI**  
**FLEXIBLE DIP - SLIDE FOR BACTERIOLOGICAL SCREENING OF SURFACES**

DESCRIZIONE/DESCRIPTION	PACKAGING	CODE
<b>CONTACT SLIDE 1</b> (PCA + TTC + NEUTRALIZING / V.R.B.G.AGAR + NEUTRALIZING) Carica batterica totale, enterobatteri, con inattivazione dei disinfettanti <i>Total bacterial count, enterobacteria, with inactivation of disinfectants</i>	<b>10 SL</b> <b>120 SL</b>	<b>52526</b> <b>53526</b>
<b>CONTACT SLIDE 2</b> (PCA + TTC + NEUTRALIZING / ROSE BENGAL CAF AGAR +NEUTRALIZING) Conta batterica totale, lieviti e muffe, con inattivazione dei disinfettanti <i>Total bacterial count, yeasts and moulds, with inactivation of disinfectants</i>	<b>10 SL</b> <b>120 SL</b>	<b>52527</b> <b>53527</b>
<b>CONTACT SLIDE 3</b> (PCA + TTC + NEUTRALIZING / VOGEL JOHNSON AGAR) Conta batterica totale, stafilococchi, con inattivazione dei disinfettanti <i>Total bacterial count, staphylococci, with inactivation of disinfectants</i>	<b>10 SL</b> <b>120 SL</b>	<b>52530</b> <b>53530</b>
<b>CONTACT SLIDE 4</b> (CETRIMIDE AGAR / ROSE BENGAL CAF AGAR) <i>Pseudomonas</i> , lieviti e muffe <i>Pseudomonas, yeasts and moulds</i>	<b>10 SL</b> <b>120 SL</b>	<b>52528</b> <b>53528</b>
<b>CONTACT SLIDE 5</b> (V.R.B.G. AGAR + NEUTRALIZING / BILE AESCULIN AGAR+ NEUTRALIZING) Enterobatteri, streptococchi fecali, con inattivazione dei disinfettanti <i>Enterobacteria, faecal streptococci, with inactivation of disinfectants</i>	<b>10 SL</b> <b>120 SL</b>	<b>52531</b> <b>53531</b>
<b>CONTACT SLIDE 8</b> (PCA+TTC+NEUTRALIZING / V.R.B.L. AGAR + NEUTRALIZING) Carica batterica totale, coliformi, con inattivazione dei disinfettanti <i>Total bacterial count, coliforms, with inactivation of disinfectants</i>	<b>10 SL</b> <b>120 SL</b>	<b>52562</b> <b>52562</b>
<b>CONTACT SLIDE 9</b> (PCA+TTC+NEUTRALIZING / PCA+TTC+NEUTRALIZING) Carica batterica totale con inattivazione dei disinfettanti <i>Total bacterial count with inactivation of disinfectants</i>	<b>10 SL</b> <b>120 SL</b>	<b>52532</b> <b>53532</b>



**LIOFILCHEM Bacteriology Products**

Via Scozia - Zona Ind.le - 64026 ROSETO D. A. (TE) ITALY - Phone +39 085 8930745 - Fax +39 085 8930330  
Internet: www.liofilchem.net - E-mail: liofilchem@liofilchem.net



F50616 - Rev. 1 - 29/05/05